


Полка медицинская навесная Артинокс АТ-S31-S34

ФСЗ 2010/06374

полка, навесная, для материалов / для медикаментов
/ для инструмента / для приборов, материал металл

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Тип	полка
Вид	навесная
Назначение	для материалов / для медикаментов / для инструмента / для приборов
Материал	металл
Характеристика материала	нержавеющая сталь
Конструкция	сварная
Полка	Да

Дополнительные характеристики

Тумба (полка) навесная АТ-S31 / АТ-S32 / АТ-S33 / АТ-S34, Артинокс, Беларусь.

Каркас: нержавеющая сталь.

Полки: 1 шт.

Артикул	Полка	Габариты	Примечание
AT-S29	1	920×600×500	Распашные двери - 2 шт., полка
AT-S30	1	1200×600×500	Распашные двери - 2 шт., полка
AT-S31	1	460×350×690	Открытая полка
AT-S32	1	920×350×690	Открытая полка
AT-S33	1	1200×350×690	Открытая полка
AT-S34	1	1500×350×690	Открытая полка
AT-S35	1	500×350×466	Распашная дверь, полка
AT-S36	1	1000×350×466	Распашные двери - 2 шт., полка
AT-S37	1	1200×350×466	Распашные двери - 2 шт., полка
AT-S38	1	1000×350×466	Двери со стеклом в алюминиевой рамке, полка
AT-S39	1	1000×350×690	Распашные двери - 2 шт. , горизонтальные с открыванием вверх, со стеклом