

Полоски диагностические Уротест-1 для полуколичественного определения глюкозы в моче

ФСЗ 2009/03560

тест-полоски, система открытая, глюкоза, метод определения качественный / полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	глюкоза
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча

Дополнительные характеристики

Полоски диагностические Уротест-1 для определения глюкозы (полуколичественная) в моче предназначены для качественного и полуколичественного определения глюкозы в моче, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

Диагностическая значимость определения

Качественное и полуколичественное определение глюкозы в моче используется в качестве вспомогательного метода для контроля за течением сахарного диабета, диагностики, мониторинга и оценки эффективности лечения СД, функций почек и эндокринной системы, а также для контроля за состоянием беременных женщин.