

## Полоски диагностические Уротест-2 для определения глюкозы и белка в моче

ФСЗ 2009/03560

тест-полоски, система открытая, белок / глюкоза,  
метод определения качественный /  
полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



### Характеристики

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Тип                   | тест-полоски                      |
| Система               | открытая                          |
| Параметр определения  | белок / глюкоза                   |
| Метод                 | качественный / полуколичественный |
| Материал исследования | моча                              |

### Дополнительные характеристики

**Полоски диагностические Уротест-2 для определения глюкозы полуколичественной и белка в моче** предназначены для качественного и полуколичественного определения глюкозы и белка в моче, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

#### Диагностическая значимость определения

Качественное и полуколичественное определение глюкозы и белка в моче используется в качестве вспомогательного метода, который дает возможность одновременно контролировать уровень двух вышеперечисленных аналитов (параметров) мочи, а также контролировать ход лечения многих патологий, в том числе эндокринной системы, почек и мочевыводящих путей.