

Полоски диагностические Уротест-2 для определения белка и кислотности мочи

ФСЗ 2009/03560

тест-полоски, система открытая, белок / pH, метод определения качественный / полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	белок / pH
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча

Дополнительные характеристики

Полоски диагностические Уротест-2 для определения белка и кислотности мочи предназначены для качественного и полуколичественного определения белка и полуколичественного определения кислотности мочи – pH, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

Диагностическая значимость определения

Качественное и полуколичественное определение белка и полуколичественное определение pH используется в качестве вспомогательного метода, который дает возможность одновременно контролировать уровень двух вышеперечисленных аналитов (параметров) мочи, а также контролировать ход лечения многих патологий, в том числе эндокринной системы, почек и мочевыводящих путей.