

Полоски диагностические Уротест-1 для определения белка в моче

ФСЗ 2009/03560

тест-полоски, система открытая, белок, метод
определения качественный / полуколичественный

Белбиомедтест ОДО, Беларусь



Характеристики

Тип	тест-полоски
Система	открытая
Параметр определения	белок
Метод	качественный / полуколичественный
Материал исследования	моча

Дополнительные характеристики

Полоски диагностические Уротест-1 для определения белка в моче предназначены для качественного и полуколичественного определения белка в моче, в том числе в домашних условиях (для диагностики in vitro).

Диагностическая значимость определения

Качественное и полуколичественное определение белка в моче (протеинурия) используется в качестве вспомогательного метода для контроля за течением заболеваний почек и мочевыделительной системы, при беременности, лихорадке, интоксикации, продолжительных физических нагрузках, эмоциональном стрессе и др.