

Тест-полоски Сателлит Плюс

ФСР 2011/12519

электрохимический метод, время тестирования 20 сек., 25 шт. / 50 шт.

ЭЛТА ООО, Россия



Характеристики

Метод измерения	электрохимический метод
Время тестирования	20 сек.
Количество пробы крови	1.5 мкл
Диапазон определений	0.6-35 ммоль/л
Количество в упаковке	25 шт. / 50 шт.

Дополнительные характеристики

Тест-полоски Сателлит®Плюс для глюкометра Сателлит®Плюс предназначены для точного определения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови.

Определение уровня глюкозы в тест-полосках Сателлит®Плюс основано на электрохимическом методе.

Предотвращение «выдыхания» тест-полосок: каждая тест-полоска в индивидуальной упаковке.

Количество: 25 шт. / 50 шт.

Срок годности: 18 месяцев.