

Пластырь-полоски 3M Steri-Strip телесного цвета

ФСЗ 2011/09691

пластырь, для бесшовного сведения ран, стерильный,
основа нетканая, 0.3×7.5 см / 0.6×7.5 см / 1.2×10 см,
гипоаллергенный

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	пластырь
Тип	для бесшовного сведения ран
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	0.3×7.5 см / 0.6×7.5 см / 1.2×10 см
Гипоаллергенный	Да

Описание

Пластырные полоски Steri-Strip на основе **нетканой вискозы** для бесшовного сведения краев ран. Полоски Steri-Strip сочетают гибкость и эластичность с хорошей адгезией.

Размеры:

- 0.3 см × 7.5 см
- 0.6 см × 7.5 см
- 1.2 см × 10 см

Характеристики:

- стерильные;
- гипоаллергенные;
- не вызывают мацерации;
- индивидуально упакованы наборами различной ширины и длины;
- полоски Steri-Strip **телесного цвета** широко применяются в косметической и пластической хирургии.

Преимущества:

- уменьшают риск раневой инфекции;
- улучшают стабильность раны;
- улучшают косметические результаты и комфорт пациента.

Применение:

- первичное закрытие ран в сочетании с кожными швами или скобками, а также стабилизация свежего рубца после раневого снятия швов;
- атравматическое закрытие небольших ран и разрезов, заживающих первичным натяжением;
- фиксация донорских участков кожи;
- амбулаторная хирургия;
- пластическая и косметическая хирургия;
- для ран на лице и других открытых участках тела.