

Полуавтоматический анализатор физико-химических свойств мочи Uriscan Pro

ФС № 2006/31

полуавтоматический, вид исследования физ-хим свойства, 65 образцов в час, подключение к ЛИС

YD Diagnostics CORP, Южная Корея



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Вид исследования	физ-хим свойства
Параметры исследования	белок (микроальбумин) / уробилиноген / pH / билирубин / лейкоциты / эритроциты / глюкоза / кетоны / нитриты / аскорбиновая кислота / удельный вес
Производительность	65 образцов в час
Принтер	Да
Возможность подключения к ЛИС	Да

Дополнительные характеристики

Наличие контрольных материалов по трем уровням. Наличие встроенного контейнера для отходов. Определение от 4 до 11 параметров.