

Помпа эндоскопическая Endomate PUMP

РЗН 2021/13251

скорость подачи 0.2-1 л/мин, размер 100×200×330 мм

Эндо Старс ООО, Россия



Характеристики

Скорость подачи	0.2-1 л/мин
Размер	100×200×330 мм

Дополнительные характеристики

Endomate PUMP – ирригационная эндоскопическая помпа. Предназначена для ирригации желудочно-кишечного тракта водой. С помощью подачи воды через ирригационную помпу сохраняется визуализация во время проведения эндоскопических осмотров и операций.

Скорость подачи воды: 0.2-1 л/мин.

Особенности:

- ☐ Оснащена устройством **регулировки скорости подачи** жидкости, что позволяет отмыть слизистую с комфортом для пациента.
- ☐ Управление подачей жидкости – ножной педалью либо кнопкой на панели управления.
- ☐ Последнее установленное значение скорости потока фиксирует в памяти.