

Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G

РЗН 2017/6255

инсулиновая помпа, режим базально-болюсной, 48 базальных интервалов в сутки, память, система оповещений

Medtronic MiniMed, США



Характеристики

Тип	инсулиновая помпа
Режим	базально-болюсной
Система сигнализации	вибрация / звук
Базальные интервалы	48 в сутки
Профили базального инсулина	8
Память	Да
Система оповещений	Да
Размеры	9.68×5.36×2.49 мм
Масса	106 г

Описание

MiniMed 640G – разработанная компанией Medtronic инсулиновая помпа с технологией SmartGuard, имитирующая искусственную поджелудочную железу. Система заблаговременно останавливает подачу базального инсулина до достижения нижнего порогового значения, обеспечивая надежную защиту от гипогликемий в течение дня и ночи.

Особенности:

- большая гибкость базальных профилей: максимальное количество профилей – 8. Каждый профиль охватывает 24-часовой период и может иметь до 48 скоростей;
- цветной экран, который читаем даже при ярком солнечном свете;
- помпа водостойка, с ней можно плавать;
- есть резервуары для инсулина на 180 и 300 Ед;
- совместима с глюкометром Contour Next Link USB;
- полноценный помощник болюса;
- обновленный интерфейс с различными полезными опциями и обновлениями;
- больше настраиваемых оповещений (с разной громкостью сигнала);

- помпа лицензирована для использования детьми;
- по размерам помпа чуть больше, чем Paradigm Veo.
- 5 цветов корпуса помпы.

MiniMed 640G имеет интегрированные интеллектуальные функции для повышения защиты, такие как:

- **Активное отслеживание инсулина**, поэтому инсулин, все еще работающий в вашем теле, отображается на экране помпы и учитывается в рекомендации помощника болюса (Bolus Wizard™).
- **Bolus progress bar** (панель управления болюсом) позволяет видеть количество вводимого в текущий момент болюсного инсулина, а также легко останавливать болюс в любое время и видеть уже введенную дозу инсулина.
- **Индикация заряда батареи** – точное время окончания работы батареи отображается на дисплее.