

Помпа эндоскопическая РМ-01-ЭлеПС

РЗН 2016/5218

объем 2 л, скорость подачи до 0.5 л/мин

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Объем	2 л
Скорость подачи	до 0.5 л/мин

Дополнительные характеристики

Помпа медицинская для нагнетания растворов РМ-01-ЭлеПС – предназначена для нагнетания физиологических растворов и автоматического поддержания давления жидких сред в рабочей полости при проведении гистероскопии и гистерорезектоскопии.

Артикул: РМ-01-00.

Особенности:

- ☐ Равномерная подача раствора обеспечивает безопасность и хорошую переносимость процедуры (особенно при офисной гистероскопии).
- ☐ Увеличенный объем банок (2л) и удобство их замены, обеспечивают более продолжительный срок непрерывной работы.
- ☐ Автоматическое суммирование дефицита при смене банок.
- ☐ Использование любых видов емкостей для физ. раствора.

Комплект поставки РМ-01-ЭлеПС