

Помпа шприцевая инфузионная SK-500II

РЗН 2013/853

насос, шприцевой, количество каналов 1 шт., объем шприца 5 / 10 / 20 / 30 / 50 мл, скорость введения 0.1-999.9 мл/ч, объем дозирования 0.1-9999.9 мл

Shenzhen Shenke Medical Instrument Technical Development Co., Китай



Характеристики

Вид	насос
Тип насоса	шприцевой
Количество шприцевых каналов	1 шт.
Объем шприца	5 / 10 / 20 / 30 / 50 мл
Скорость введения	0.1-999.9 мл/ч
Объем дозирования	0.1-9999.9 мл
Размеры	288×122×130 мм
Масса	2.66 кг

Описание

Шприцевой дозатор SK-500II - предназначен для проведения инъекций дозированных вливаний.

Технические характеристики:

- напряжение сети: 100-240 В;
- частота сети переменного тока: 50/60 Гц;
- время работы от АКБ: более 2 часов;
- аккумуляторная батарея: 7.4 В, 1000 мАч;
- точность скорости потока: не более ±1 %;
- накопленный объем инфузии: 0.1-999.9 мл;
- скорость инфузионного потока: 0.1-1500 мл/ч,
шприц 50 мл: 0.1-1500 мл/ч,
шприц 30 мл: 0.1-600 мл/ч,
шприц 20 мл: 0.1-400 мл/ч,
шприц 10 мл: 0.1-200 мл/ч,
шприца 5 мл: 0.1-100 мл/ч;
- объем инфузии: 0.1-9999.9 мл;
- скорость KVO: 0.1-5.0 мл/ч;

- высокий уровень давления для определения закупорки: 130 ± 30 кПа;
- средний уровень давления для определения закупорки: 100 ± 30 кПа;
- низкий уровень давления для определения закупорки: 70 ± 30 кПа;
- аудиовизуальная система тревог;
- функция "Антиболюс";
- возможность самостоятельного дополнения встроенной базовой библиотеки лекарственных препаратов;
- гарантия: 1 год.