

## Порт инъекционный i-Port Advance (АйПорт Адванс), однократного применения стерильный

РЗН 2017/6221

длина канюли 6 мм / 9 мм

Unomedical A/S, Дания



### Характеристики

---

Длина канюли

6 мм / 9 мм

### Дополнительные характеристики

---

Инъекционный порт i-Port Advance - это маленький инъекционный порт, который позволяет вводить инсулин без необходимости прокола кожи во время каждой инъекции.

Устройство может оставаться на месте инъекции **до 72 часов (3 суток)** для осуществления многократных инъекций без дискомфорта, получаемого от дополнительных уколов иглой.

- Порт i-Port Advance подойдет взрослым и детям **Для взрослых** рекомендуем купить порт **с канюлей 9 мм**, а **для детей - 6 мм**. Канюля - это гибкая пластиковая трубочка, которая не причиняет дискомфорта, находясь под кожей и не вызывает боли при использовании.
- С i-Port Advance™ Вы можете спокойно принимать ванну и душ, плавать в бассейне и море. Он комфортен в использовании и незаметен под одеждой.
- АйПорт крепится к телу надёжным медицинским пластырем. Порт практически не заметен под одеждой благодаря маленькому размеру и обтекаемой форме.
- Мембрана гарантированно выдерживает **до 75 проколов**.

**Внимание!** Длина иглы на шприц-ручке должна быть от 5 до 8 мм.

Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения.

Порт iPort Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования.

Инъекционный порт iPort Advance предназначен для пациентов, которые получают или которые делают самостоятельно многократные ежедневные подкожные инъекции назначенных врачом лекарственных препаратов, включая инсулин.

Порт iPort Advance может использоваться у широкого круга пациентов, включая взрослых и детей.

Как установить i-Port Advance смотрите в обучающем видео.