

Потолочная консоль Mindray HyPort 9000

ФСЗ 2010/08128

позиционирование вертикальное, тип крепления
потолочный, вызов персонала, розетка, длина
рабочей секции 2000 мм, нагрузка на секцию 300 кг

Mindray Bio-Medical Electronics, Китай



Характеристики

Позиционирование	вертикальное
Тип крепления	потолочный
Материал	металл
Клапанная система	Да
Модуль вызова персонала	Да
Розетка	Да
Длина рабочей секции	2000 мм
Нагрузка на секцию	300 кг

Дополнительные характеристики

Консоль медицинская HyPort 9000 – потолочная поворотная консоль с вертикальным подъемным механизмом. Относится к моторизованному типу тяжелых подвесов, имеет электродвигатель, с помощью которого специалисты получают возможность изменять уровень высоты блока (например, для подъема тележки или наркозного аппарата). Чаще всего применяется в инвазивной хирургии.

Консоли позволяют не только разместить оборудование, но и коммутировать его (подключить к электросети, соединить разные приборы между собой) с помощью встроенных кабелей и каналов, не загромождая пространство проводами.

Модульная конструкция потолочных консолей обеспечивает максимальную гибкость при размещении оборудования в различных помещениях. Эргономичный дизайн требует меньше усилий для быстрого и точного позиционирования, а возможность выбора цвета поддерживает гармонию в помещении и обеспечивает комфортные условия медицинскому персоналу и пациентам.

Особенности консолей Mindray HyPort

- Надежная металлическая конструкция.
- Специальная обработка поверхностей: анодное оксидирование / порошковое покрытие.

- Точное позиционирование и надежная фиксация за счет электропневматической тормозной системы.
- Допускает изменение уровня высоты в диапазоне 400 мм (при помощи специального моторизованного привода).
- Встроенные коммуникации для подключения широкого спектра оборудования (наркозная машина, мониторы, свет и т.д.), в т.ч. для организации газовых выходов.
- Удобное размещение устройств непосредственно рядом со специалистом.
- Система подвеса для нескольких мониторов.
- Улучшенная система крепления наркозно-дыхательного аппарата.
- Централизованная система управления с сенсорным экраном.
- Защита от столкновений.

Технические характеристики HyPort 9000

- Поворотные плечи до 2000 мм (1000 мм + 1000 мм)
- Плечи малой / высокой грузоподъемности
- Грузоподъемность 270-300 кг
- Большой диапазон регулировок: поворот на 340 градусов по горизонтали, регулировка высоты в диапазоне 400 мм
- Возможность использования до 8 полок, 12 электрических розеток, 14 газовых клапанов

Подробные физические характеристики каждой модели приведены в Инструкции (стр. 103, приложение А.4).