

Пластырь-повязка Molnlycke Alldress

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
10×10 см / 15×15 см / 15×20 см

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	10×10 см / 15×15 см / 15×20 см

Описание

Повязка самоклеящаяся абсорбирующая ALLDRESS, идеальная для широкого спектра слабо или умеренно экссудирующих ран, которая также используется в качестве вторичной повязки.