

Пластырь-повязка Molnlycke Mepilex Ag

ФСЗ 2010/06847

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,  
12.5×12.5 см, водостойкий

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

|             |               |
|-------------|---------------|
| Исполнение  | повязка       |
| Тип         | хирургический |
| Вид         | стерильный    |
| Основа      | нетканая      |
| Размер      | 12.5×12.5 см  |
| Водостойкий | Да            |

Описание

Повязка абсорбирующая губчатая антимикробная MEPILEX Ag с покрытием из мягкого силикона, стерильная.

**Назначение:** язвы голени и стопы; болезненные раны; травматические раны; послеоперационные раны, ожоги, пролежни.