

Пластырь-повязка Molnlycke Mepore Film & Pad

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа  
пленочная, 4×5 см / 5×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20  
см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см, паропроницаемый

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение      | повязка                                                                     |
| Тип             | хирургический                                                               |
| Вид             | стерильный                                                                  |
| Основа          | пленочная                                                                   |
| Размер          | 4×5 см / 5×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см |
| Паропроницаемый | Да                                                                          |

Описание

Повязка воздухопроницаемая прозрачная самоклеящаяся пленочная MEPORE FILM & PAD, с адгезивной поверхностью и абсорбирующей прокладкой из вискозы, стерильная.

**Назначение:** послеоперационные раны, порезы и ссадины.