

Пластырь-повязка Molnlycke Mepore Pro

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30
см, водостойкий, паропроницаемый

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да

Описание

Повязка самоклеящаяся абсорбирующая воздухопроницаемая MEPORE PRO, с внешним пленочным покрытием, защищающим рану от попадания воды и инфицирования (послеоперационные раны, поверхностные ожоги, порезы и ссадины).