

Пластырь-повязка Molnlycke Mepore

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30
см / 9×35 см, паропроницаемый

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	6×7 см / 9×10 см / 9×15 см / 9×20 см / 9×25 см / 9×30 см / 9×35 см
Паропроницаемый	Да

Описание

Повязка самоклеющаяся воздухопроницаемая абсорбирующая MEPORE.

Назначение: послеоперационные раны, поверхностные ожоги, порезы и ссадины.