

Пластырь-повязка Molnlycke Mepilex

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
10×10 см / 10×20 см / 15×15 см / 20×20 см

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	10×10 см / 10×20 см / 15×15 см / 20×20 см

Описание

Повязка абсорбирующая губчатая MEPILEX с покрытием из мягкого силикона, стерильная.

Назначение: язвы голени и стопы; пролежни; болезненные раны; травматические раны; раны на истонченной чувствительной коже; труднодоступные участки.