

Пластырь-повязка Molnlycke Mepitel One

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, противопротезный,
стерильный, основа нетканая, 10×18 см

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Противопротезный	Да
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	10×18 см

Описание

Повязка контактно-раневая MEPITEL стерильная.

Покрывание:

- из мягкого силикона (с двух сторон);
- MEPITEL ONE (с одной стороны).

Назначение: язвы голени и стопы; болезненные раны; травматические раны; послеоперационные раны, ожоги, пролежни, булезный эпидермолизис.