

Пластырь-повязка 3M Medipore Pad

ФСЗ 2007/00722

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
5×7.2 см / 6×10 см / 10×10 см / 10×15 см / 10×20 см /
10×25 см / 10×30 см / 10×35 см, паропроницаемый,
гипоаллергенный

3M Poland Manufacturing Sp. z o.o., Польша



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	5×7.2 см / 6×10 см / 10×10 см / 10×15 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30 см / 10×35 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Основа: нетканый полиэстер.
Адгезив: безвредный для кожи полиакрилат.
Степень адгезии: хорошая.
Цвет: белый.

Размеры:

- 5×7.2 см
- 6×10 см
- 10×10 см
- 10×15 см
- 10×20 см
- 10×25 см
- 10×30 см
- 10×35 см

Преимущества:

- не прилипающая к ране абсорбирующая прокладка
- стерильная

- мягкая и удобная
- воздухопроницаемая
- легко отрывается
- не оставляет следов клея на коже после удаления

Рекомендуемая область применения:

- закрепление первичных или вторичных повязок на «чистые» раны со слабой и умеренной экссудацией, включая хирургические и травматические раны;
- защита участков введения внутривенных катетеров и мест внепункции.