

Пластырь-повязка 3M Tegaderm I.V. Advanced

ФСЗ 2010/07270

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный,
основа пленочная, 5×5.7 см, паропроницаемый,
гипоаллергенный

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	5×5.7 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Повязка для внутривенных катетеров, которая оптимизирует все характеристики, чтобы обеспечить надежную внутривенную и центральную защиту катетера.

- инновационные адгезивы сохраняют баланс и способствуют бережному удалению;
- легко наносится и удаляется;
- обеспечивает **до 7 дней** времени износа для PIV или CVC.

Размеры:

- 5×5.7 см

Предлагаемая область применения:

- короткие периферические и срединные венозные катетеры;
- центральные венозные катетеры (включая подключичные, яремные, бедренные и PICC);
- артериальные катетеры;
- туннелированные центральные сосудистые аппараты;
- энтеральные питательные трубки;
- диализные катетеры;
- инфузионные наборы;
- периферические катетеры для нервных блоков.