

Пластырь-повязка 3M Tegaderm I.V.

ФСЗ 2010/07270

повязка, хирургический, для катетеров, стерильный,
основа пленочная, 5×5.7 см / 7×8.5 см,
паропроницаемый, гипоаллергенный

3M Health Care, США



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Для катетеров	Да
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	5×5.7 см / 7×8.5 см
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Стерильная, гипоаллергенная, дышащая, эластичная на полиуретановой основе пленочная наклейка Tegaderm I.V. для фиксации катетеров, позволяет наблюдать за состоянием катетера и вены без удаления повязки. Надежный барьер для внешней контаминации.

Прозрачная пленочная наклейка Tegaderm I.V. 1610 - это уникальная наклейка, разработанная специально для самых маленьких пациентов! Маленький размер, U-образный вырез, усиливающие полоски надежно фиксируют катетер и позволяют контролировать место пункции. Веселые картинки, расположенные на повязке, повысят настроение ребенку в период прохождения лечения!

Размеры:

- 5×5.7 см, кат. № 1610 (детский)
- 7×8.5 см, кат. № 1650

Предлагаемая область применения:

- короткие периферические и срединные венозные катетеры;
- центральные венозные катетеры (включая подключичные, яремные, бедренные и PICC);
- артериальные катетеры;
- туннелированные центральные сосудистые аппараты;

- энтеральные питательные трубки;
- диализные катетеры;
- инфузионные наборы;
- периферические катетеры для нервных блоков.