

Пластырь-повязка Molnlycke Mepore Film

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа
пленочная, 6×7 см / 10×12 см / 10×25 см / 15×25 см /
20×30 см, водостойкий

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	6×7 см / 10×12 см / 10×25 см / 15×25 см / 20×30 см
Водостойкий	Да

Описание

Повязка прозрачная пленочная MEPORE FILM с адгезивной поверхностью, стерильная (идеальна как в качестве наружной повязки, так и первичной повязки).