

Пластырь-повязка Hartmann Hydrofilm Plus

ФСЗ 2011/11300

повязка, хирургический, стерильный, основа пленочная, 5×7.2 см / 9×10 см / 9×15 см / 10×12 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30 см, водостойкий, паропроницаемый, гипоаллергенный

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	5×7.2 см / 9×10 см / 9×15 см / 10×12 см / 10×20 см / 10×25 см / 10×30 см
Водостойкий	Да
Паропроницаемый	Да
Гипоаллергенный	Да

Описание

Самофиксирующая прозрачная повязка, с впитывающей подушечкой, не прилипающей к ране; из **прозрачной полупроницаемой, водоотталкивающей** и препятствующей проникновению микроорганизмов **пленки**, позволяющая наблюдать за процессами в ране; с гипоаллергенным клеем который позволяет удалить повязку не раздражая раны.