

Пластырь-повязка Hartmann Hydrofilm

ФСЗ 2011/11300

повязка, хирургический, стерильный, основа пленочная, 6×7 см / 10×12.5 см / 10×15 см / 10×25 см / 12×25 см / 15×20 см / 20×30 см, гипоаллергенный

PAUL HARTMANN AG, Германия



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	пленочная
Размер	6×7 см / 10×12.5 см / 10×15 см / 10×25 см / 12×25 см / 15×20 см / 20×30 см
Гипоаллергенный	Да

Описание

Прозрачная самофиксирующаяся повязка; изготовлена из полупроницаемой, препятствующей проникновению микроорганизмов и воды полиуретановой пленки; с гипоаллергенным клеем, не раздражая рану, безболезненно удаляется.