

Пластырь-повязка Molnlycke Mepilex Lite

ФСЗ 2012/11683

повязка, хирургический, стерильный, основа нетканая,
7.5×8.5 см / 10×10 см / 15×15 см / 20×50 см

Molnlycke Health Care AB, Швеция



Характеристики

Исполнение	повязка
Тип	хирургический
Вид	стерильный
Основа	нетканая
Размер	7.5×8.5 см / 10×10 см / 15×15 см / 20×50 см

Описание

Повязка абсорбирующая губчатая MEPILEX Lite с покрытием из мягкого силикона, стерильная.

Назначение: язвы голени и стопы; болезненные раны; травматические раны; раны на истонченной чувствительной коже; послеоперационные раны.