

Презерватив для УЗИ АЗРИ ДИАмед

ФСР 2007/00033

применение гинекология / проктология, латекс

Армавирский завод резиновых изделий АО, Россия



Характеристики

Применение	гинекология / проктология
Материал	латекс

Дополнительные характеристики

Презервативы латексные для УЗИ АЗРИ ДИАмед без смазки предназначены для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования с целью защиты пациента от заражения при проведении исследования.

- Материал: натуральный латекс
- Длина: не менее 190 мм
- Толщина: 0,05-0,09 мм
- Ширина: 42±2 мм
- Диаметр: 28 мм
- Упаковка: 100 штук в коробке, 30 коробок в гофроящике