

Презерватив для УЗИ VIVA

РЗН 2017/5574

применение гинекология / проктология, латекс, длина 210 мм, диаметр 28 мм, толщина стенки 0.08-0.095 мм, прозрачные, без запаха, в упаковке 100 шт.

Karex Industries SDN. BHD., Малайзия



Характеристики

Применение	гинекология / проктология
Материал	латекс
Длина	210 мм
Диаметр	28 мм
Толщина стенки	0.08-0.095 мм
Прозрачные	Да
Без запаха	Да
Количество в упаковке	100 шт.
Упаковка	- фольга, картон - в гофрокоробе 36 упаковок, в упаковке - 100 шт.

Дополнительные характеристики

Презервативы ВИВА – презервативы для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования (УЗИ). Специально без смазки, так как для УЗИ используется особая проводящая смазка, которая несовместима с силиконовой смазкой. Без накопителя для более плотного облегания датчика аппарата УЗИ. Прозрачные, легко одеваются на датчик, не соскальзывают, не образуют складок, тем самым не вносят помех в исследование. Рекомендованы для использования со всеми видами датчиков аппарата УЗИ.

Условия хранения: Хранить при температуре от 0 до +25°С в сухом, прохладном, защищенном от прямых солнечных лучей месте.

Срок годности: 5 лет.