

Прибор для диагностики муковисцидоза MACRODUCT

РЗН 2016/3954

сбор пота, диагностика на муковисцидоз, 6 мкл, пот

ELITechGroup Inc., США



Характеристики

Функции	сбор пота
Определяемый параметр	муковисцидоз
Объем пробы	6 мкл
Материал для исследования	пот
Вес	2.3 кг

Дополнительные характеристики

Система стимуляции и сбора пота Macroduct является мировым стандартом в стимуляции и коллекции пота.

Особенности:

- пилотный диск для безопасного и эффективного ионофореза с пилокарпином;
- устранение ошибок и артефактов, связанных с предварительным сбором пота;
- точность результатов диагностики благодаря снижению человеческих ошибок;
- максимум удобства для операторов;
- автоматический контроль за ионофорезом в цепи;
- визуальный контроль объема пота;
- превосходное сочетание с прибором Sweat-Chek - анализатором для точного тестирования пота.