

Тонометр полуавтоматический AND UA-705

ФСЗ 2011/09642

полуавтоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22 см, давление 20 мм рт. ст., пульс 40
уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	полуавтоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40 уд./мин
Комплектация	- кейс для хранения и переноски - адаптер

Описание

Тонометр A&D UA-705 – функциональный полуавтоматический тонометр. Все необходимые для диагностики – функции и большой трехстрочный дисплей – размещены в небольшом легком изящном корпусе. Одна кнопка управления. Пользоваться таким прибором очень легко. Все управление сводится к нажатию единственной кнопки START. В комплекте со стандартной манжетой 22-32 см.

Основные характеристики:

- индикатор аритмии;
- цветная шкала уровня давления;
- индикатор уровня накачки манжеты;
- память на 30 измерений;
- расчёт среднего давления;
- безболезненная манжета SlimFit;
- большой трёхстрочный дисплей;
- питание от 1 элемента AA;
- 2000 измерений от одного элемента питания;
- кейс для хранения прибора.

Гарантия 10 лет.

Размещение в каталоге: +375 (17) 399-78-52

<https://xn--80aajbe5ajcy1b.xn--p1ai/promo>