

Тонометр автоматический AND UA-888 SLAC

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22 см, давление 20 мм рт. ст., пульс 40
уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40 уд./мин
Вес	550 г
Комплектация	- манжета / - батарейки - 4 шт. (тип AAA) / - руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Автоматический тонометр A&D UA 888 – оснащен индикатором аритмии. Прибор имеет память на 30 измерений и предусматривает возможность определения среднего показателя после нескольких измерений. Результаты давления отображаются по шкале ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). Манжета нового поколения Opti Cuff сделана из комбинации материалов, исключающих применение латекса и металла, она гипоаллергенная. Поэтому людям с чувствительной кожей нечего опасаться.

Надписи на манжете и приборе сделаны на русском языке.

Довольно компактный дизайн и размер, вес 550 г с батарейками.

Возможна работа от сети при использовании адаптера (в комплект не входит).

Набор батареек AA в комплекте.

Гарантия: 10 лет.