

Тонометр автоматический AND UB-402

РЗН 2016/3949

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5 см, давление 20 мм рт. ст., пульс 40
уд./мин

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40 уд./мин
Комплектация	- манжета / - батарейки - 2 шт. (тип AAA) / - чехол для хранения / - руководство по эксплуатации на русском языке / - гарантийная карта

Описание

Прибор для измерения артериального давления A&D UB-402 – оборудован индикатором аритмии, который предупредит о нарушениях частоты или периодичности сокращений сердца во время измерения. Измеритель пульса будет показан на экране вместе с результатом измерения давления на большом трехстрочном дисплее.

Благодаря традиционной для тонометров A&D цветной шкале ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) можно моментально оценить уровень артериального давления и при попадании в красный сектор немедленно обратиться за помощью к врачу.

Функция памяти на 30 измерений помогает отследить динамику изменения давления и высчитать средний результат (на который и стоит ориентироваться). Мягкая манжета делает измерение комфортным и безболезненным, а помпа автоматического тонометра UB 402 позволяет провести замер быстро (примерно 30 секунд).

Удобный кейс для транспортировки со специальной клипсой имеет множество отделений и позволяет всегда иметь при себе тонометр, необходимые мелочи и лекарства.

Гарантия: 10 лет.