

Тонометр механический Адьютор ИАД-01-2 Lux

РЗН 2020/12919

механический, осциллометрический, на плечо,
манжета 25-36 см, давление 20-300 мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Тип	механический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	25-36 см
Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.

Описание

Тонометры механические Адьютор ИАД-01-2 (серия Lux) – это механические тонометры совмещенного типа («palm»).

Отличие данного вида тонометров от классического состоит в том, что манометр, клапан сброса давления и нагнетатель объединены в одно целое. Это позволяет сделать процесс измерения давления более удобным, а также использовать не 2-трубочную, а 1-трубочную пневмокамеру (повышает надежность прибора в целом). В тонометрах серии LUXE диаметр шкалы манометра увеличен до 65 мм, что облегчает чтение показаний.

Модификации:

- **ИАД-01-2А** – пневмокамера из латекса
- **ИАД-01-2В** – пневмокамера из ПВХ

Состав:

- Анероидный манометр в корпусе из ударопрочного пластика с легкочитаеомой шкалой увеличенного диаметра (65 мм).
- Нагнетатель из ПВХ, металлический игольчатый клапан сброса воздуха (боковой винт).
- Манжета из нейлона с металлической скобой.
- Цельнолитая 1-трубочная пневмокамера из латекса или ПВХ.
- Металлический стетофонендоскоп с односторонней головкой.
- Индивидуальная упаковка – нейлоновая сумочка с логотипом и коробка из микроффрокартона с полноцветной печатью.