

Тонометр механический Адьютор ИАД-01-1 Classic

РЗН 2020/12919

механический, осциллометрический, на плечо,
манжета 25-38 см, давление 20-300 мм рт. ст.

Адьютор ООО, Россия



Характеристики

Тип	механический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	25-38 см
Диапазон давления	20-300 мм рт. ст.

Описание

Тонометр механический Адьютор ИАД-01-1 (серия Classic) – это механические тонометры классического типа, оптимально сочетающие в себе удобство и точность измерения с приемлемой ценой.

Модификации:

- **ИАД-01-1** – стандартная комплектация
- **ИАД-01-1А** – без стетофонендоскопа СФ-01 (подходит для тех, у кого уже есть стетофонендоскоп)

Состав:

- Металлический aneroidный манометр.
- Нагнетатель из латекса, металлический игольчатый клапан сброса воздуха (боковой винт).
- Манжета из нейлона с металлическим кольцом.
- Цельнолитая 2-трубочная пневмокамера из латекса.
- Металлический стетофонендоскоп Адьютор СФ-01 с односторонней головкой и логотипом (только для ИАД-01-1).
- Индивидуальная упаковка – нейлоновая сумочка с логотипом и коробка из микроффокартона с полноцветной печатью.