

Тонометр автоматический Microlife BP A2 Basic

РЗН 2015/2468

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-42 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-42 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	135.5×82×57 мм
Вес	340 г
Комплектация	- сетевой адаптер - элементы питания - сумка-чехол.

Описание

Регулируемая высокочувствительная манжета легко фиксируется на плече. Опция Gentle + гарантирует плавное накачивание манжеты без дискомфорта и стресса для пользователя, что определяет более точные значения. Показатели пульса и давления выводятся на четырехстрочный дисплей. Тонометр Microlife BP A2 Basic регистрирует дату и время измерения, сохраняет в памяти до 30 результатов для одного человека.