

Тонометр автоматический Microlife BP A200 Afib

РЗН 2015/2468

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 30-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	30-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	152×92×42 мм
Вес	560 г
Комплектация	- сетевой адаптер

Описание

Технология AFIB – диагностика мерцательной аритмии (предупреждение инсульта/инфаркта); новый процессор GIII (увеличенный запас точности); индикатор аритмии пульса (PAD - технология); MAM технология – автоматическое многократное измерение давления (гарантия корректного результата); высший класс точности (A/A); часы, календарь; большой экран и цифры. Подключение к компьютеру – USB; возможность работы от аккумуляторов.