

Тонометр автоматический Microlife BP A200

РЗН 2015/2468

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	152×92×42 мм
Вес	533 г
Комплектация	- чехол - 4 батарейки - сетевой адаптер

Описание

Тонометр Microlife BP A200 – автоматический электронный прибор для домашней диагностики показателей пульса и артериального давления. Работает на процессоре третьего поколения (GIII), что обеспечивает точные показания на фоне аритмий, колебаний артериального давления и ослабленного пульса.