

Тонометр автоматический Microlife BP A90

РЗН 2015/2623

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-32 см, давление 20-280 мм рт. ст., пульс
40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-32 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Диапазон пульса	40-200 уд./мин
Размеры	146×47×64 мм
Вес	465 г
Комплектация	элементы питания

Описание

Электронный тонометр Microlife BP A90 – портативный автоматический прибор для профессиональной и домашней диагностики. Тонометр Microlife A90 простой в работе: управляется одной кнопкой. Технология PAD обеспечивает точное определение давления при наличии любых нарушений пульсового ритма. Мягкая анатомическая манжета модели тонометра BP A90 легко фиксируется на плече и регулируется под объем руки. Полученные цифры давления и пульса отображаются на однострочном, горизонтально ориентированном дисплее.