

Тонометр автоматический Microlife BP W100 на запястье

РЗН 2015/2623

автоматический, осциллометрический, на запястье,  
манжета 13.5-21.5 см, давление 20-280 мм рт. ст.,  
пульс 40-200 уд./мин

MicroLife AG, Швейцария



Характеристики

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Тип               | автоматический                                                  |
| Метод измерения   | осциллометрический                                              |
| Манжета           | на запястье                                                     |
| Размер манжеты    | 13.5-21.5 см                                                    |
| Диапазон давления | 20-280 мм рт. ст.                                               |
| Диапазон пульса   | 40-200 уд./мин                                                  |
| Размеры           | 80×70×70 мм                                                     |
| Вес               | 130 г                                                           |
| Комплектация      | - удобный пластиковый футляр для хранения -<br>элементы питания |

Описание

Автоматический электронный тонометр Microlife BP W100 – медицинский прибор высшего класса точности A/A для измерения артериального давления в области запястья. Технология PAD позволяет определять начальные симптомы аритмии. Система Fuzzy Logic обеспечивает оптимальный уровень накачки манжеты для каждого пользователя и комфорт во время диагностики.