

Тонометр автоматический AND UA-1100

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 23 см, давление 20 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	23 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Комплектация	- адаптер - чехол для хранения

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
- универсальная манжета нового поколения Opti Cuff 23-37 см;
- индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
- индикаторы положения манжеты и движения во время измерения;
- память на 90 измерений, расчет среднего давления;
- календарь и часы.

Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.