

Тонометр автоматический AND UA-1200

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,  
манжета 23 см, давление 20 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Тип               | автоматический                    |
| Метод измерения   | осциллометрический                |
| Манжета           | на плечо                          |
| Размер манжеты    | 23 см                             |
| Диапазон давления | 20 мм рт. ст.                     |
| Размеры           | 140×105×60 мм                     |
| Вес               | 285 г                             |
| Комплектация      | - адаптер<br>- чехол для хранения |

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
  - универсальная манжета нового поколения Opti Cuff 23-37 см;
  - большой дисплей с крупными цифрами;
  - индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
  - индикаторы положения манжеты и движения во время измерения;
  - память на 90 измерений, расчет среднего давления;
  - календарь и часы;
  - возможность самостоятельной установки уровня накачки воздуха в манжету, что позволяет сократить время измерения;
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.