

Тонометр автоматический AND UA-1300

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 23 см

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	23 см
Размеры	140×105×60 мм
Вес	300 г
Комплектация	

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
- говорящий помощник на русском языке;
- универсальная манжета нового поколения Opti Cuff 23-37 см;
- большой дисплей с крупными цифрами;
- индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
- индикаторы положения манжеты и движения во время измерения;
- память на 90 измерений, расчет среднего давления;
- календарь и часы;
- возможность самостоятельной установки уровня накачки воздуха в манжету, что позволяет сократить время измерения;
- в комплекте с адаптером и чехлом для хранения;
- гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.