

Тонометр автоматический AND UA-777

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22 см, давление 20 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Комплектация	- адаптер - чехол для хранения

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
- для простоты использования тексты на приборе и манжете написаны по-русски;
- универсальная манжета 22-32 см
- индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
- память на 90 измерений, расчет среднего давления.

Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.