

Тонометр автоматический AND UA-779

ФСЗ 2011/09642

автоматический, осциллометрический, на плечо,
манжета 22-43 см, давление 20-280 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на плечо
Размер манжеты	22-43 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Размеры	150×126×156 мм
Вес	550 г
Комплектация	- кейс для хранения и переноски - адаптер

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
- современный прибор с большим графическим дисплеем, на котором удобно отображены как основные, так и диагностические функции;
- прибор для двух пользователей;
- два блока памяти по 120 измерений, расчет среднего давления;
- индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
- функция мониторинга утренних и вечерних показателей артериального давления;
- построение гистограммы артериального давления;
- календарь и часы, функция оповещения;
- комнатный термометр;
- универсальная манжета 22-43 см.

Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.