

Тонометр автоматический AND UB-201 на запястье

РЗН 2016/3949

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5-19.5 см, давление 20-280 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5-19.5 см
Диапазон давления	20-280 мм рт. ст.
Вес	82 г

Описание

- погрешность для пульса 0.05 мм рт.ст.;
 - только основные функции по разумной цене;
 - миниатюрный и легкий;
 - простое и удобное управление одной кнопкой.
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.