

Тонометр автоматический AND UB-202 на запястье

РЗН 2016/3949

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5 см, давление 20 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Размеры	64×36×72 мм
Вес	102 г
Комплектация	- жесткий кейс

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
 - простое и понятное управление тонометром;
 - функции удобные для регулярного измерения давления;
 - память на 90 измерений, расчет среднего давления;
 - индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения).
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.