

Тонометр автоматический AND UB-403 на запястье

РЗН 2016/3949

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5 см

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5 см
Комплектация	- жесткий кейс - сумочка для транспортировки

Описание

- система интеллектуального управления Intellitronics;
 - прибор для двух пользователей; маркировка и подсветка кнопок позволяют легко выбрать нужную кнопку;
 - два блока памяти по 30 измерений, расчет среднего давления;
 - режим «Гость»;
 - быстрое измерение (около 30 секунд);
 - подсветка кнопок;
 - индикатор аритмии, цветная шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет