

Тонометр автоматический AND UB-505 на запястье

РЗН 2016/3949

автоматический, осциллометрический, на запястье,
манжета 13.5 см, давление 20 мм рт. ст.

A&D Company Ltd., Япония



Характеристики

Тип	автоматический
Метод измерения	осциллометрический
Манжета	на запястье
Размер манжеты	13.5 см
Диапазон давления	20 мм рт. ст.
Размеры	60×55×20 мм
Вес	82 г
Комплектация	- жесткий кейс

Описание

- индикатор аритмии;
 - цветная шкала ВОЗ;
 - датчик правильного положения руки;
 - два блока памяти;
 - режим «Гость»;
 - экстра-большой дисплей;
 - широкий функционал: индикатор аритмии, шкала ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения);
 - расчет среднего давления, расчет среднего утреннего и вечернего давления.
- Гарантия на основной блок в корпусе 10 лет.